

Wb、Fc、Elisa用抗Cd16Bウサギモノクローナル抗体 - O75015

商品番号: CM0007904



前書き

ヒトCD16b (FcγRIIIB) に対するウサギモノクローナル抗体。WB、FC、ELISAでバリデーション済み；26kDaのバンドを検出します。Fc受容体を介した免疫複合体の捕捉および好中球生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD16bウサギmAb
備考／別名	CD16; FCG3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-1; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIIB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2215
遺伝子ID	2215
免疫原	組換えタンパク質：ヒトCD16b (NP_000561.3) のアミノ酸20～208に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75015
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ