


フローサイトメトリー用抗Cd170/Siglec-5モノクローナル抗体 - O15389

商品番号: CM0005651



前書き

ヒトCD170/Siglec-5に対するウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー(FC)での検証が完了しています。免疫学研究における骨髓球細胞接着およびシアル酸結合の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD170/Siglec-5 mAb
備考 / 別名	CD170; OBBP2; CD33L2; OB-BP2; SIGLEC-5
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8778
GeneID	8778
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O15389
タンパク質分子量	61kDa
輸送方法	保冷剤