


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd171/L1Camモノクローナル抗体 - P32004

商品番号: CM0007117



前書き

ヒトCD171/L1CAMに対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC（パラフィン）、ELISAでバリデーション済み。脳研究における神経発達、移動、シナプス可塑性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD171/L1CAM ウサギ mAb
備考/別名	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1; CD171/L1CAM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3897
GeneID	3897
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差性	ヒト
SWISS	P32004
タンパク質分子量	140kDa
輸送	保冷バッグ