

Anti-Cd171/L1Cam ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P32004

商品番号: CM0027826



前書き

CD171/L1CAMに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのL1CAMを認識します。神経細胞の接着、移行、およびシナプス可塑性に関する神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD171/L1CAM Rabbit pAb
備考/エイリアス	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1; CD171/L1CAM
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3897
遺伝子ID	3897
免疫原	ヒトCD171/L1CAM (NP_000416.1) のアミノ酸1143-1257に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P32004
タンパク質分子量	140kDa
配送	氷袋