

ウェスタンブロッティング（Wb）、Elisa用 抗Cd177ポリクローナル抗体 - Q8N6Q3

商品番号: CM0026565

前書き

CD177

ウサギpAbは、ヒト好中球に発現するCD177抗原（NB1/PRV1）を標的とする、WBおよびELISAで検証済みのポリクローナル抗体です。免疫学・炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD177 ウサギpAb
備考/別名	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP; CD177
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	57126
遺伝子ID	57126
免疫原	ヒトCD177（NP_065139.2）のアミノ酸35～285番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8N6Q3
タンパク質分子量	51kDa
配送方法	保冷剤梱包