

Anti-Cd177 Rabbit Monoclonal Antibody For Fc, Elisa - Q8N6Q3

商品番号: CM0012277

前書き

ヒトCD177抗原（NB1/PRV-1）に対する組換えウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーおよびELISAで検証済みであり、好中球活性化、接着、および炎症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD177 Rabbit mAb
備考/別名	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; CD177 antigen
種	ヒト
GeneID (human)	57126
GeneID	57126
免疫原	ヒトCD177 (NP_065139.2) のアミノ酸22-407に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N6Q3
タンパク質分子量	15kDa/27kDa/46kDa
配送	アイスバッグ