

Anti-Cd177 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N6Q3

商品番号: CM0007132

前書き

WB、IHC-P、ELISA用として検証されたCD177ウサギモノクローナル抗体。ヒトCD177抗原（NB1/PRV-1/HNA-2a）を検出します。これは、接着および移動に関与する好中球特異的なGPIアンカータンパク質です。炎症、血液学、および自己免疫疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD177 Rabbit mAb
備考/別名	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP; CD177
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57126
免疫原	ヒトCD177 (NP_065139.2) のアミノ酸22-407に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N6Q3
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋