

## Wb、If/Icc、Elisa用抗Cd19ポリクローナル抗体 - P15391

商品番号: CM0024854



### 前書き

ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAでバリデーションされたCD19ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCD19を認識します。B細胞シグナル伝達の研究およびリンパ性白血病の研究に最適です。IV D原材料のワンストップパートナー。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                |
|------------|--------------------------------------------------|
| 製品名        | CD19 Rabbit pAb                                  |
| 備考/別名      | B4; CVID3; CD19                                  |
| 種          | ヒト                                               |
| 遺伝子ID (ヒト) | 930                                              |
| 免疫原        | ヒトCD19 (NP_001761.3) のアミノ酸457-556内の配列に対応する合成ペプチド |
| 供給源        | ウサギ                                              |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                        |
| アプリケーション   | WB, IF/ICC, ELISA                                |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                       |
| SWISS      | P15391                                           |
| タンパク質分子量   | 61kDa                                            |
| 配送         | 氷袋                                               |