

Wb、Elisa用 抗Cd19ウサギモノクローナル抗体 - P15391

商品番号: CM0006763



前書き

ヒトCD19タンパク質に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットのCD19と反応します。B細胞免疫学研究および診断アプリケーション開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD19ウサギmAb
備考/別名	B4; CVID3; CD19
種	ヒト
GeneID (Human)	930
免疫原	ヒトCD19組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15391
タンパク質分子量	61kDa
発送方法	保冷バッグ