


If/Icc、Fc、Elisa用抗Cd1Bウサギモノクローナル抗体 - P29016

商品番号: CM0008012



前書き

ヒトCD1Bを標的とするウサギモノクローナル抗体。IF/ICC、FC、ELISAでの使用が検証済みです。脂質抗原提示とT細胞免疫に関与するCD1Bアイソフォーム（37kDa/30kDa）を検出し、免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CD1B ウサギmAb
別名	R1; CD1; CD1A
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	910
GeneID	910
免疫原	ヒトCD1B（NP_001755.1）のアミノ酸18～303番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用分野	IF/ICC、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P29016
タンパク質分子量	37kDa/30kDa
輸送方法	保冷剤