


Wb、If-P、Elisa用 抗Cd1dウサギモノクローナル抗体 - P11609 / P11610

商品番号: CM0004196



前書き

WB、IF-

P、ELISA用に検証済みの高品質な抗CD1dウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットと反応。糖脂質抗原提示およびNKT細胞機能の免疫学的研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD1dウサギmAb
備考/別名	Cd1a; Cd1d; CD1.1; Ly-38
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	912
遺伝子ID	12479/12480
免疫原	マウスCD1d (NP_031665.2/NP_031666.2) のアミノ酸22-305に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P11609/P11610
タンパク質分子量	39 kDa/38 kDa
発送	保冷剤入り