

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Cd1D ウサギポリクローナル抗体 - P15813

商品番号: CM0019312



前書き

ヒトCD1D

ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスと交差反応性を示します。糖脂質提示およびNKT細胞生物学の研究に有用なツールです（SWISS P15813）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD1D ウサギpAb
備考／別名	R3; CD1A; R3G1; CD1D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	912
GeneID	912
免疫原	ヒトCD1D (NP_001757.1) のアミノ酸20～190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P15813
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷剤