

Wb、Fc、Elisa用抗Cd2モノクローナル抗体 - P06729

商品番号: CM0004026



前書き

このCD2ウサギモノクローナル抗体は、接着とシグナル伝達に関与するT細胞表面抗原であるヒトCD2を認識します。WB、FC、ELISAアプリケーションに適しています。タンパク質分子量は約39kDaです。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD2 ウサギ mAb
備考/別名	T11; SRBC; LFA-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	914
GeneID	914
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD2 (NP_001758.2) のアミノ酸25-209に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06729
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ