

Anti-Cd2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P06729

商品番号: CM0006011



前書き

CD2 Rabbit mAb (P06729)は、ヒトCD2（主要なT細胞接着分子）を標的とする、WB、IHC-P、ELISA用に検証されたウサギモノクローナル抗体です。免疫学および診断研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD2 Rabbit mAb
備考/別名	TI1, SRBC, LFA-2, CD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	914
GeneID	914
免疫原	ヒトCD2組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06729
タンパク質分子量	39kDa
配送	氷袋