

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd2ウサギPolymab®モノクローナル抗体 - P06729/P08920

商品番号: CM0004787



前書き

CD2ウサギPolymAb®モノクローナル抗体。WB、IHC、P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのCD2（T11、SRBC、LFA-2）を認識します。T細胞接着およびシグナル伝達分子。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD2ウサギPolymAb®
備考/別名	T11; SRBC; LFA-2
種	ヒト/マウス
GeneID (ヒト)	914
GeneID	914/12481
免疫原	ヒト/マウスCD2の組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P06729/P08920
タンパク質分子量	38kDa/39kDa
発送	保冷バッグ