


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Cd20ポリクローナル抗体 - P11836

商品番号: CM0021090



前書き

ヒトCD20細胞内領域を免疫原としたウサギ抗CD20ポリクローナル抗体（pAb）。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。Bリンパ球およびリンパ腫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD20 Rabbit pAb
備考/別名	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	931
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P11836
タンパク質分子量	33kDa
配送	氷袋