


WbおよびIhc-P用 抗Cd20ウサギモノクローナル抗体 - P11836

商品番号: CM0005721



前書き

ヒトCD20に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、FC、ELISAに適しています。ヒトおよびカニクイザルで検証済み。Bリンパ球抗原CD20を標的とし、B細胞の活性化とカルシウム流入に関与します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD20 ウサギ mAb
備考/別名	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
種	ヒト
GeneID (ヒト)	931
GeneID	931
免疫原	合成ペプチド (ヒトCD20 (NP_068769.2) のアミノ酸100-200に対応する配列の合成ペプチド)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、FC、ELISA
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P11836
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ