


Wb、Elisa用抗Cd200ポリクローナル抗体 - O54901

商品番号: CM0020717



前書き

マウスCD200（OX-2膜糖タンパク質）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ラットとも交差反応します。T細胞共刺激および骨髄系細胞制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CD200ウサギpAb
備考／別名	OX2; Mox2; CD200
種	マウス
遺伝子ID	17470
免疫原	マウスCD200（NP_034948.3）のアミノ酸31～232に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O54901
タンパク質分子量	31 kDa
配送	保冷剤