

抗Cd200ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P41217

商品番号: CM0007002

前書き

ヒトCD200（OX-2膜糖タンパク質）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性があります。免疫学および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD200 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	MRC; MOX1; MOX2; OX-2; CD200
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4345
GeneID	4345
免疫原	ヒトCD200のアミノ酸31-232に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001352780.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41217
タンパク質重量	31kDa
配送	アイスバッグ