

Anti-Cd200 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P41217

商品番号: CM0002815

前書き

ヒトCD200（OX-2膜糖タンパク質）を標的とする、WB、IHC-P、ELISAに適したウサギモノクローナル抗体。免疫調節およびT細胞共刺激に関する免疫学研究をサポートします。Swiss-Prot: P41217。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD200 Rabbit mAb
備考/別名	MRC; MOX1; MOX2; OX-2; CD200
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4345
免疫原	ヒトCD200 (NP_001352780.1) のアミノ酸31-232に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P41217
タンパク質分子量	31kDa
配送	アイスバッグ