


## 抗Cd200R1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Td46

商品番号: CM0021025



### 前書き

WBおよびELISAで検証済みのヒトCD200R1ウサギポリクローナル抗体。炎症を制限する阻害受容体で、免疫細胞に発現しています。CamelBioがIVD原材料の大量供給に対応します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名        | CD200R1 ウサギ pAb                                          |
| 別名         | OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2; CD200R1                     |
| 対象種        | ヒト                                                       |
| 遺伝子ID (ヒト) | I31450                                                   |
| 遺伝子ID      | I31450                                                   |
| 免疫原        | ヒトCD200R1 (NP_740750.1) のアミノ酸29～240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                      |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                |
| 用途         | WB、ELISA                                                 |
| 交差反応性      | ヒト                                                       |
| SWISS      | Q8TD46                                                   |
| タンパク質分子量   | 37kDa                                                    |
| 輸送方法       | 保冷剤                                                      |