

Wb、Elisa用抗Cd201ウサギポリクローナル抗体 - Q64695

商品番号: CM0019250

前書き

マウスCD201（内皮プロテインC受容体）を標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスサンプルを用いたWBおよびELISAに適しており、約27 kDaのタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD201ウサギpAb
備考／別名	Ccca; Epcr; Ccd41; CD201
生物種	マウス
GeneID（ヒト）	10544
GeneID	19124
免疫原	マウスCD201（NP_035301.2）のアミノ酸18～210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q64695
タンパク質分子量	27 kDa
輸送	保冷バッグ