

フローサイトメトリー用 抗 Cd204 モノクローナル抗体 - P21757

商品番号: CM0005634



前書き

ヒトCD204 (MSR1)

を標的とするウサギモノクローナル

標識抗体。フローサイトメトリーで検証済み。マクロファージスカベンジャー受容体を検出し、動脈硬化および自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗 ヒト CD204 mAb
備考/別名	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCAR1; SR-AII; SR-AIII
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4481
遺伝子ID	4481
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P21757
タンパク質分子量	40kDa/43kDa/50kDa
輸送	保冷バッグ