


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Cd209モノクローナル抗体 - Q9Nnx6

商品番号: CM0006142



前書き

ヒトCD209（DC-SIGN）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに対応。マウスおよびラットと交差反応します。樹状細胞機能および病原体認識の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD209ウサギmAb
備考／別名	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN; CD209
種	ヒト
GeneID（ヒト）	30835
GeneID	30835
免疫原	合成ペプチド - ヒトCD209（Q9NNX6）のアミノ酸1～100に相当する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NNX6
タンパク質分子量	46 kDa
輸送	保冷バッグ