


Wb、If/Icc、Elisa用抗Cd209ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nnx6

商品番号: CM0015516



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用CD209（DC-SIGN）ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを認識します。組換え免疫原を使用。樹状細胞を介した免疫および病原体の付着に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD209 Rabbit pAb
備考／別名	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN; CD209
種	ヒト
GeneID（ヒト）	30835
GeneID	30835
免疫原	ヒトCD209（NP_066978.1）の265～404アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NNX6
タンパク質分子量	46kDa
輸送	保冷バッグ