

ウエスタンブロット、免疫沈降、Elisa用 抗Cd213A2/Il-13 R Alpha 2

ウサギモノクローナル抗体 - Q14627

商品番号: CM0009786



前書き

ヒトCD213a2/IL-13R alpha 2を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IP、ELISAで検証済み。ラットとの交差反応性あり。IL-13/IL-4シグナル伝達、免疫調節、炎症研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD213a2/IL-13 R alpha 2 ウサギmAb
備考/別名	CT19; IL-13R; IL13BP; CD213A2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3598
遺伝子ID	3598
免疫原	ヒトCD213a2/IL-13 R alpha 2 (NP_000631.1) のアミノ酸27-355に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q14627
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ