

Wb、If/Icc、Elisa用抗Cd215/Il-15R Alphaウサギポリクローナル抗体 - Q13261

商品番号: CM0028186



前書き

ヒトCD215/IL-15R alpha (IL-15受容体サブユニットα) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。IL-15シグナル伝達、免疫細胞機能、炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD215/IL-15R alphaウサギpAb
備考/別名	CD215; CD215/IL-15R alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3601
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13261
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ