

If/Icc、Fc用抗Cd215/Il-15Rαモノクローナル抗体 - Q60819

商品番号: CM0005805



前書き

マウスCD215/IL-

15Rαを標的とする共役ウサギモノクローナル抗体で、IF/ICCおよびFCでの検証が完了しています。免疫細胞シグナル伝達に重要な高親和性IL-15受容体を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD215/IL-15Rα mAb
別名	Il15ra
反応種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3601
遺伝子ID	16169
免疫原	マウスCD215/IL-15Rα (NP_032384.1) のアミノ酸33～205番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF/ICC、FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q60819
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	保冷剤