

WbおよびElisa用抗Cd22ポリクローナル抗体 - P20273

商品番号: CM0020703



前書き

WBおよびELISA用に検証済みのCD22ウサギポリクローナル抗体。ヒトCD22（95 kDa）を検出します。これは、B細胞シグナル伝達とアポトーシスを調節する抑制性B細胞受容体です。 - P20273

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD22 Rabbit pAb
備考/別名	SIGLEC2, SIGLEC-2, CD22
種	ヒト
GeneID (ヒト)	933
GeneID	933
免疫原	ヒトCD22 (NP_001762.2) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P20273
タンパク質分子量	95kDa
配送	氷袋