

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Cd22ポリクローナル抗体 - P20273

商品番号: CM0030192



前書き

CD22ウサギポリクローナル抗体、WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。B細胞シグナリングおよび接着研究のためのB細胞受容体CD22（SIGLEC2）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	CD22ウサギpAb
備考/別名	SIGLEC2；SIGLEC-2；CD22
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	933
遺伝子ID	933
免疫原	組換えタンパク質：ヒトCD22（NP_001762.2）のアミノ酸708-847に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20273
タンパク質分子量	95kDa
発送	保冷バッグ