


## Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Cd22 ウサギ Polymab® - P20273 / P35329

商品番号: CM0007186



### 前書き

ヒト/マウスCD22 (SIGLEC2)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF、IHC、ELISAで検証済み。B細胞生物学およびB CRシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                          |
|-------------|----------------------------|
| 製品名         | CD22 ウサギ PolymAb®          |
| 備考/別名       | SIGLEC2; SIGLEC-2          |
| 種           | ヒト/マウス                     |
| GeneID (ヒト) | 933                        |
| GeneID      | 933/12483                  |
| 免疫原         | 組換えタンパク質                   |
| 由来          | ウサギ                        |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                  |
| 適用          | WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                     |
| SWISS       | P20273/P35329              |
| タンパク質分子量    | 95kDa/97kDa                |
| 発送          | 保冷バッグ                      |