

Anti-Cd225/Ifitm1 ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P13164

商品番号: CM0029311

前書き

ヒトCD225/IFITM1（インターフェロン誘発性膜貫通タンパク質1）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAに対応しています。ヒト、マウスと交差反応します。抗ウイルス免疫およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CD225/IFITM1 ウサギpAb
別名	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a; CD225/IFITM1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8519
遺伝子ID	8519
免疫原	ヒトCD225/IFITM1 (NP_003632.3) のアミノ酸50～125領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P13164
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷剤