

Anti-Cd225/Ifitm1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13164

商品番号: CM0003928

前書き

ヒトCD225/IFITM1に特異的な高品質ウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。抗ウイルス防御および腫瘍形成に参与する14 kDaのインターフェロン誘導性膜タンパク質を検出します。自然免疫および腫瘍学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD225/IFITM1 Rabbit mAb
備考/別名	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a; CD225/IFITM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8519
遺伝子ID	8519
免疫原	組換えタンパク質：ヒトCD225/IFITM1 (NP_003632.4) のアミノ酸1-80に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13164
タンパク質分子量	14kDa
配送	氷袋