

抗Cd226/Dnam-1モノクローナル抗体（Fc用） - Q8K4F0

商品番号: CM0008372



前書き

フローサイトメトリー（FC）で検証済みの、マウスCD226/DNAM-1に対する標識ウサギモノクローナル抗体。免疫細胞の接着および細胞傷害性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD226/DNAM-1 mAb
備考/別名	Pta1; DNAM1; DNAM-1; TLiSA1
種	マウス
GeneID (ヒト)	10666
GeneID	225825
免疫原	マウスCD226/DNAM-1のアミノ酸19-254に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_848802.2)
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q8K4F0
タンパク質重量	38kDa
配送	アイスバック