


Wb・Elisa用抗Cd23ウサギモノクローナル抗体 - P06734

商品番号: CM0005747



前書き

ヒトCD23(FCER2)に対する組換えウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が確認済みです。低親和性IgE受容体を標的とし、B細胞分化、アレルギー、寄生虫免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD23 Rabbit mAb
別名	CD23; FCE2; CD23A; IGEBF; CLEC4J; FCERII; BLAST-2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2208
GeneID	2208
免疫原	ヒトCD23 (NP_001993.2) のアミノ酸48-321番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06734
タンパク質分子量	36kDa
発送方法	保冷剤