

抗Cd239/Bcamモノクローナル抗体 (Wb, Fc, Elisa用) - P50895

商品番号: CM0006835



前書き

ヒトCD239/BCAM（基底細胞接着分子）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、FC、ELISAアプリケーションで検証済み。診断および研究用としてCamelBioより提供。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD239/BCAM ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	AU; LU; CD239; MSK19; CD239/BCAM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4059
免疫原	ヒトCD239/BCAMのアミノ酸32-547に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_005572.2)
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P50895
タンパク質重量	67kDa
配送	アイスバッグ