

Wb、Elisa用抗Cd239/Bcamポリクローナル抗体 - P50895

商品番号: CM0014268



前書き

CD239/BCAM (SWISS: P50895)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションに対応しています。ヒトで検証済み、マウスと交差反応します。細胞接着、遊走、浸潤研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD239/BCAM ウサギpAb
別名	AU; LU; CD239; MSK19; CD239/BCAM
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4059
遺伝子ID	4059
免疫原	ヒトCD239/BCAM (NP_005572.2)のアミノ酸352-547に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P50895
タンパク質分子量	67kDa
配送	保冷剤