

Anti-Cd239/Bcam ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P50895

商品番号: CM0006794



前書き

ヒトCD239/BCAMを標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。細胞接着およびラミニン受容体の研究に適しています。ヒトと交差反応します。タンパク質分子量：67kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD239/BCAM ウサギ mAb
備考/別名	BCAM; AU; CD239; LU; MSK19; basal cell adhesion molecule; CD239/BCAM
種	ヒト
GeneID	4059
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P50895
タンパク質分子量	67kDa
配送	アイスバッグ