

抗Cd239/Bcam ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P50895

商品番号: CM0002964



前書き

ヒトCD239/BCAM（基底細胞接着分子）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みであり、マウスとの交差反応性も確認されています。細胞接着、遊走、血液型抗原の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD239/BCAM ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	AU; LU; CD239; MSK19; CD239/BCAM
種	ヒト
遺伝子ID	4059
免疫原	合成ペプチド ヒトCD239/BCAM (P50895) のアミノ酸529-628の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P50895
タンパク質重量	67kDa
配送	アイスバッグ