

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd24ポリクローナル抗体 - P25063

商品番号: CM0020696

前書き

WB、IHC-P、ELISAでバリデーションされたCD24ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCD24を検出します。B細胞分化、がん幹細胞マーカー、免疫調節研究の調査に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD24 Rabbit pAb
備考/別名	CD24A; CD24
種	ヒト
GeneID (ヒト)	100133941
GeneID	100133941
免疫原	ヒトCD24 (NP_037362.1) のアミノ酸1-80に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25063
タンパク質分子量	8kDa
配送	氷袋