

Wb、If、Fc、Elisa用 抗Cd24 ウサギモノクローナル抗体 - P24807

商品番号: CM0007821

前書き

マウス検体においてWB、IF/ICC、FC、ELISAでの検証が完了した高特異性抗CD24ウサギモノクローナル抗体です。マウスCD24のアミノ酸27-53番を標的とした組換え免疫原を使用しています。研究用途のみで使用してください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD24 ウサギmAb
備考 / 別名	HSA; Cd24; Ly-52; ネクタドリン
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	100133941
GeneID	12484
免疫原	マウスCD24 (NP_033976.1) のアミノ酸27-53番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P24807
タンパク質分子量	8 kDa
輸送方法	保冷剤