

抗Cd24ウサギPolymab®（Wb、If/Icc、If-P、Elisa用途） - P25063 / P24807

商品番号: CM0008940

前書き

高品質な抗CD24ウサギ組換えモノクローナル抗体。
WB、IF/ICC、IF-P、ELISAでの実験が検証済み。ヒトおよびマウスCD24と交差反応します。B細胞活性化、自己免疫、がん研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD24 ウサギPolymAb®
別名	CD24A
対象種	ヒト/マウス
遺伝子ID（ヒト）	100133941
遺伝子ID（マウス）	12484
免疫原	ヒト/マウスCD24（NP_037362.1）のアミノ酸1～80番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P25063 / P24807
タンパク質分子量	8kDa / 13kDa
輸送方法	保冷剤