

Wb、Fc、Elisa用抗Cd244ウサギモノクローナル抗体 - Q9Bzw8

商品番号: CM0007598

前書き

WB、FC、ELISAで検証済みの高品質CD244ウサギモノクローナル抗体。免疫調節因子であるヒトナチュラルキラー細胞受容体2B4（SLAMF4）を検出します。免疫学およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD244ウサギmAb
備考／別名	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; CD244分子
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	51744
遺伝子ID	51744
免疫原	ヒトCD244（NP_001160135.1）のアミノ酸22～221内の配列に対応する組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BZW8
タンパク質分子量	30kDa/36kDa/41kDa
配送	保冷バッグ