

Wb、Elisa用 抗Cd244ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bzw8

商品番号: CM0022245

前書き

CD244ウサギポリクローナル抗体は、WB、ELISA用に検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性があります。ナチュラルキラー細胞受容体2B4（SLAMF4）を標的とし、免疫原はアミノ酸22-224をカバーします。免疫学研究用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	CD244ウサギ pAb
備考/別名	2B4; NAIL; Nmrk; NKR2B4; SLAMF4; CD244
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51744
遺伝子ID	51744
免疫原	ヒトCD244 (NP_057466.1) のアミノ酸22-224に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BZW8
タンパク質分子量	42kDa
輸送	保冷剤入り