

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Cd248/Tem1 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Hcu0

商品番号: CM0015372

前書き

ヒトCD248/TEM1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。血管新生と免疫調節に関与する腫瘍血管内皮マーカーendosialinを認識します。研究および診断開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD248 ウサギ pAb
備考/別名	TEM1; CD164L1; CD248
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57124
GeneID	57124
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD248 (NP_065137.1) のアミノ酸18-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HCU0
タンパク質分子量	81kDa
発送	保冷バッグ