

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Cd25 ウサギモノクローナル抗体 - P01589

商品番号: CM0005066



前書き

ヒトCD25（IL2RA）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。免疫寛容、制御性T細胞生物学、インターロイキン-

2シグナル伝達の研究に最適です。組換え免疫原、分子量31 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD25 ウサギmAb
別名	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
対象種	ヒト
遺伝子ID	3559
免疫原	ヒトCD25（NP_000408.1）のアミノ酸22～213番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01589
タンパク質分子量	31kDa
発送方法	氷袋梱包