

抗Cd25ウサギポリクローナル抗体 - P01589

商品番号: CM0028399



前書き

ヒトCD25（IL-2受容体α鎖）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、FC、ELISAでの検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。免疫寛容およびTreg研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD25ウサギpAb
備考/別名	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3559
GeneID	3559
免疫原	ヒトCD25のアミノ酸101～200の配列に対応する合成ペプチド (NP_000408.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01589
タンパク質重量	31 kDa
配送	アイスバック