


If/Icc、Fc、Elisa用抗Cd252（Ox40リガンド）ウサギモノクローナル抗体 - P43488

商品番号: CM0012493



前書き

アミノ酸51～198を標的とするマウスCD252（OX40リガンド）に対するウサギモノクローナル抗体。IF/ICC、FC、ELISAでバリデーション済み。T細胞共刺激研究に適しています。マウスと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD252（OX40リガンド）ウサギmAb
備考／別名	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
種	マウス
GeneID（ヒト）	7292
GeneID	22164
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC、FC、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P43488
タンパク質分子量	22 kDa
配送	保冷バッグ