

フローサイトメトリー用抗Cd26/Dpp4 (Dppiv) モノクローナル抗体 - P27487

商品番号: CM0007734



前書き

ヒトCD26/DPP4 (DPPIV, ADCP2)

に対する組換えウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しています。T細胞活性化研究およびMERS-

CoV受容体研究に適しています。UniProt番号はP27487です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD26/DPP4 mAb
備考/別名	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1803
遺伝子ID	1803
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD26/DPP4 (NP_001926.2) のアミノ酸29〜766番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P27487
タンパク質分子量	88kDa
輸送方法	保冷剤