

Wb、Elisa用抗Cd26/Dpp4ポリクローナル抗体 - P27487

商品番号: CM0020984



前書き

ヒトCD26/DPP4に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ラットとの交差反応性があります。T細胞活性化およびジペプチジルペプチダーゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD26/DPP4ウサギpAb
備考／別名	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1803
GeneID	1803
免疫原	ヒトCD26/DPP4 (NP_001926.2) のアミノ酸29〜766内の配列に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P27487
タンパク質分子量	88kDa
配送	保冷バッグ